

S100A10-Kaninchen-Pab - P60903

Artikelnummer: CM0018891



Einführung

S100A10-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt S100A10 aus Mensch, Maus, Ratte und Affe. Ideal für die Erforschung der Phosphorylierungssignalübertragung und calcium-bindender Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A10-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6281
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-97 des humanen S100A10 entspricht (NP_002957.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P60903
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Aktivkühlpack