


S100A5 Kaninchen Pab - P33763

Artikelnummer: CM0014105



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen menschliches S100A5 (S100D), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Spezifisch für das menschliche S100-kalziumbindende Protein A5, ein Metallionen-bindendes Protein (Kalzium, Zink, Kupfer). Ideal für die Forschung zu Signalwegen und Metallhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A5 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	S100D; S100A5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6276
Gen-ID	6276
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 von menschlichem S100A5 (NP_002953.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33763
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel