

## S100B Maus-Mab Für Wb - P04271

Artikelnummer: CM0009316



### Einführung

S100B Maus-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten S100B (11 kDa), ein Kalzium-bindendes Protein, das hoch in Astrozyten exprimiert wird. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | S100B Maus-mAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | NEF; S100; S100-B; S100beta                                                                                           |
| Spezies           | Human                                                                                                                 |
| GeneID (Human)    | 6285                                                                                                                  |
| GeneID            | 6285                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-92 von humanem S100B (NP_006263.1) enthält |
| Quelle            | Maus                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | P04271                                                                                                                |
| Protein-Gewicht   | 11 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |