

Saa3 Kaninchen Pak - Saa3

Artikelnummer: CM0014432

Einführung

SAA3 Kaninchen pAk ist ein polyklonaler Antikörper von Kaninchen, validiert für WB und ELISA. Er zielt auf Maus-SAA3 ab und kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-SAA3, was ihn geeignet für die Entzündungs- und Akutphasenforschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAA3 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	I7R3; Saa-3; SAA3
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6290
Gen-ID (Maus)	20210
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-123 von Maus-SAA3P (NP_035445.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel