

Saa4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35542

Artikelnummer: CM0020120

Einführung

SAA4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P35542), validiert für WB und ELISA. Dieser konstitutiv exprimierte Serum-Amyloid-A-4-Protein-Antikörper kreuzreagiert mit humanen, murinen und rattigen Proben und ist ideal für die Akutphasenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSAA; C-SAA; SAA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6291
Gen-ID	6291
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50 bis zum C-Terminus von humanem SAA4 (NP_006503.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35542
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel