

Samd3 Kaninchen Pab - Q8N6K7

Artikelnummer: CM0020941

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SAMD3 (Protein mit steriler alpha-Motiv-Domäne 3). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Proteomikforschung und Studien zu alternatives Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAMD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SAMD3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	154075
Gen-ID	154075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des menschlichen SAMD3 (NP_001017373.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6K7
Proteinmolekulargewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel