

Sap18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 000422

Artikelnummer: CM0025629



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SAP18, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt SAP18 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu transkriptioneller Repression, Spleißen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAP18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAP18P; 2HOR0202; SAP18
Spezies	Human
GeneID (human)	10284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-172 von humanem SAP18 (NP_005861.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	000422
Protein-Gewicht	18kDa
Versand	Eistüte