

Sars-Cov-2-Neutralisierender Antikörper - Sars-Cov-2

Artikelnummer: CM0002104

Einführung

SARS-CoV-2-neutralisierender monoklonaler Antikörper, abgeleitet von einem rekombinanten Protein-Immunogen, mit einem Endotoxin-Spiegel $<0,1$ EU/ μ g (LAL-Methode). Geeignet für Forschungsanwendungen im Bereich SARS-CoV-2-Neutralisierungsstudien. Versand auf Trockeneis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2-neutralisierender Antikörper
Spezies	SARS-CoV-2
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	SARS-CoV-2
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	$< 0,1$ EU/ μ g des Proteins nach LAL-Methode.
Versand	Trockeneis