

Sars-Cov-2 Nsp1 Kaninchen-Pak - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0020073



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SARS-CoV-2 NSP1, validiert für WB, IP und ELISA. Reagiert spezifisch mit SARS-CoV-2; Proteingewicht 141 kDa. Ideal für die Forschung zu Virusinfektionen und die Entwicklung von Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP1 Kaninchen-pAk
GenID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 des Coronavirus NSP1 (YP_009742608.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Eisbeutel