


Sars-Cov-2 Nsp6 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0024247



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen das nicht-strukturelle Protein 6 (NSP6) von SARS-CoV-2. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit SARS-CoV-2. Geeignet für die Untersuchung der Bildung viraler Replikationsorganellen und von Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP6 Kaninchen pAb
Gen-ID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 236-290 des Coronavirus NSP6 (YP_009725302.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Proteingewicht	794kDa
Versand	Eistüte