

Sars-Cov-2 Nsp8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0020539



Einführung

SARS-CoV-2 NSP8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt SARS-CoV-2 NSP8-Protein; rekombinantes Immunogen. Ideal für die Coronavirus-Forschung und die Entwicklung von Diagnosetests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP8 Kaninchen-pAb
GenID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-198 des Coronavirus NSP8 (YP_009742615.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel