

Sars-Cov-2 Nukleoprotein Kaninchen Pab - P0Dtc9

Artikelnummer: CM0021822

Einführung

SARS-CoV-2 Nukleoprotein Kaninchen
Poliklonaler Antikörper (pAb) für WB, DB, IF/ICC,
IP, ELISA. Entwickelt in Kaninchen gegen ein
rekombinantes Fusionsprotein, das die
Aminosäuren 1-419 des Coronavirus-
Nukleoproteins (P0DTC9) umfasst. Spezifisch für
SARS-CoV-2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Nukleoprotein Kaninchen pAb
Gen-ID	43740575
Immunogen	Rekombinantes Protein
SWISS	P0DTC9
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
Versand	Eisbeutel