

Sars-Cov-2 Orf3A Kaninchen-Pak - P0Dtc3

Artikelnummer: CM0019825



Einführung

SARS-CoV-2 ORF3A polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für das SARS-CoV-2 ORF3a-Protein (P0DTC3). Ideal zur Untersuchung des Virusaustritts, der Viroporin-Funktion und der Wirts-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 ORF3A Kaninchen-pAk
Gen-ID	43740569
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des Coronavirus ORF3A (YP_009724391.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel