

Sars-Cov-2-Orf9B-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P0Dtd2

Artikelnummer: CM0020350



Einführung

SARS-CoV-2-ORF9b-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Richtet sich gegen das virale akzessorische Protein ORF9b, das durch seine Assoziation mit Mitochondrien die angeborene Immunität des Wirts hemmt. Geeignet für die COVID-19-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2-ORF9b-Kaninchen-pAb
Spezies	SARS-CoV-2
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-97 des Coronavirus-ORF9b (P0DTD2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD2
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Kühlakku