

Sars-Cov-2 Spike Rdb Maus-Mak Für Forschung & Diagnostik - Sars-Cov-2 Spike Rbd

Artikelnummer: CM0006379

Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen SARS-CoV-2 Spike RBD (Spike-Glykoprotein). Validiert für WB, DB, IF/ICC und ELISA mit spezifischer Kreuzreaktivität gegenüber SARS-CoV-2. Ideal für virologische Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Spike RBD Maus mAb
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2 Spike RBD
Spezies	SARS-COV-2
Gen-ID (Mensch)	SARS-CoV-2
Gen-ID	43740568
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein der SARS-CoV-2 Spike RBD
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
Versand	Eisbeutel