

Sars-Cov-2 Spike S1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0002525



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen das SARS-CoV-2 Spike S1-Glykoprotein. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Zielt auf ein synthetisches Peptid innerhalb der S1-Untereinheit (aa 200-300). Für die SARS-CoV-2-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Spike S1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2 Spike S1
Gen-ID	43740568
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von SARS-CoV-2 Spike S1 (YP_009724390.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel