

Sash1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 094885

Artikelnummer: CM0013589



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SASH1, validiert für WB und ELISA. Erkennt SASH1 in humanen und murinen Proben. Ideal für Studien zur NF- κ B-Signalgebung, Zellmigration und Hautpigmentierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SASH1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DUH; DUH1; CAPOK; SH3D6A; dj323M4.1; SASH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23328
Gen-ID	23328
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem SASH1 (NP_056093.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94885
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eisbeutel