

Scg3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wxd2

Artikelnummer: CM0030299

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SCG3 (Secretogranin-3), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SCG3. Geeignet für die Erforschung der Biogenese sekretorischer Granula und der Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCG3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SGIII; SCG3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29106
Gen-ID	29106
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXD2
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel