


Scn2B Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O60939

Artikelnummer: CM0024758



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SCN2B (Natriumkanal-regulatorische Untereinheit Beta-2), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Modulation spannungsgesteuerter Natriumkanäle in erregbaren Zellen. Kreuzreaktivität mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCN2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATFB14; SCN2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6327
GenID	6327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-160 des menschlichen SCN2B (NP_004579.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60939
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel