

## Scn4B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Scn4B

Artikelnummer: CM0021082

### Einführung

SCN4B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, maus- und rattenspezifisches SCN4B-Protein (~25 kDa). Rekombinantes Immunogen. Nützlich für Neurowissenschaften und Herz-Kreislauf-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SCN4B Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | Gm1471, SCN4B                                                                                                             |
| Spezies           | Maus                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 6330                                                                                                                      |
| Gen-ID (Maus)     | 399548                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 80-228 von Maus-SCN4B (Q7M729) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 25 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |