

Scrn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12765

Artikelnummer: CM0019520

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Secernin-1 (SCRN1, SES1) für Western Blot, IF/ICC und ELISA in humanen, murinen und Rattensproben. Ideal für die Erforschung der Exozytose und der Mastzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCRN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SES1; SCRN1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9805
Gen-ID	9805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 195-414 von humanem SCRN1 (NP_055581.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12765
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel