

Scrn2 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q96Fv2

Artikelnummer: CM0012826

Einführung

Hochwertiger SCR2-Kaninchen-Polyklonalkörper, validiert für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis von humanem und murinem Secernin-2, einem 47 kDa Phosphoprotein, das an mehreren zellulären Prozessen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ses2; SCR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	90507
Gen-ID	90507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 176-425 des humanen SCR2 (NP_612364.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96FV2
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eistüte