


Selenok Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q9Y6D0

Artikelnummer: CM0021902



Einführung

SELENOK Kaninchen pAb detektiert humanes und murines SELENOK, ein Selenoprotein, das an der Kalziumsignalübertragung, ERAD und dem Schutz vor oxidativem Stress beteiligt ist. Validier für WB und ELISA, geeignet für Immun- und Herzforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SELENOK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SELK; HSPC030; HSPC297; SELENOK
Spezies	Human
GeneID (human)	58515
GeneID	58515
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-94 von humanem SELENOK entspricht (NP_067060.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y6D0
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eistüte