

Serpina10 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk55

Artikelnummer: CM0026739



Einführung

SERPINA10 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Gerinnungsforschung zum Protein-Z-abhängigen Proteaseinhibitor. 51 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINA10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PZI; ZPI; SERPINA10
Spezies	Mensch
Gen-ID	51156
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UK55
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eispackung