

Serpinc1 Kaninchen Pab - P01008

Artikelnummer: CM0018384



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SERPINC1 (Antithrombin-III). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Blutgerinnung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	462
GenID	462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-259 des menschlichen SERPINC1 (NP_000479.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01008
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel