

Setd6-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tbk2

Artikelnummer: CM0006759



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SETD6, validiert für WB und ELISA. Erkennt SETD6 aus Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der NF-kappa-B-Signalübertragung und epigenetischer Prozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SETD6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	79918
GeneID	79918
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 310-473 des humanen SETD6 (NP_001153777.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBK2
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Kühlakku