


Setd7-Rabbit-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wts6

Artikelnummer: CM0011800



Einführung

Rabbit-monoklonaler Antikörper gegen die Histon-Lysin-N-Methyltransferase SETD7. Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Forschungsinstrument für epigenetische Untersuchungen sowie Studien zur Histonmethylierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD7-Rabbit-mAb
Bemerkungen/Alias	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80854
Gen-ID	80854
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SETD7 (Q8WTS6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTS6
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku