


Sf3B2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13435

Artikelnummer: CM0025145



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SF3B2, eine Schlüsselkomponente des Spliceosoms. Geeignet für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA; erkennt SF3B2 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Spleißforschung und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3B2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10992
GenID	10992
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 616-895 von menschlichem SF3B2 (NP_006833.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13435
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Eisbeutel