

Sfrp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N474

Artikelnummer: CM0010346

Einführung

SFRP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Wnt-Signalweg- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFRP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6422
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SFRP1 (Q8N474) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N474
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel