

Ship1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Artikelnummer: CM0015580



Einführung

SHIP1 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-SHIP1. Ideal für die Erforschung der Immunsignalgebung und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Spezies	Human
GeneID (Human)	3635
GeneID	3635
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 von humanem SHIP1 entspricht (NP_001017915.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92835
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eistasche