


Shmt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P34896

Artikelnummer: CM0014861



Einführung

SHMT1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten SHMT1 (53 kDa), einer cytosolischen Serinhydroxymethyltransferase, die für den Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel und den Folatzyklus entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHMT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHMT; CSHMT; SHMT1
Spezies	Human
GeneID (human)	6470
GeneID	6470
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 285-444 von humanem SHMT1 (NP_683718.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P34896
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistüte