

Shmt2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P34897

Artikelnummer: CM0020679



Einführung

Hochwertiger SHMT2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-SHMT2 (~56 kDa). Ideal für Forschung zu Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHMT2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCAB; HEL-S-51e; SHMT2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6472
GenID	6472
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 265-504 des menschlichen SHMT2 (NP_005403.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34897
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel