

Siah1 Kaninchen-Mak - Q8luq4

Artikelnummer: CM0004163



Einführung

SIAH1 monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SIAH1 (31kDa). Ideal für Ubiquitinierungs-, Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIAH1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6477
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SIAH1 (NP_003022.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IUQ4
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel