

Siglec-15 Kaninchen-Pak - Q6Zmc9

Artikelnummer: CM0019803



Einführung

Siglec-15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF-P, IHC-P, ELISA Anwendungen. Erkennt menschliches und Ratten-Siglec-15 (CD33L3), einen 36 kDa Immunrezeptor, exprimiert in Makrophagen und dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Siglec-15 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
Spezies	Mensch
Gen-ID	284266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-263 von menschlichem Siglec-15 (NP_998767.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6ZMC9
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel