


Siglec1 Kaninchen Pab - Q62230

Artikelnummer: CM0023987



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-Siglec1 (Sialoadhesin, CD169) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Ratte. Dient als wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der Makrophagenadhäsion, der Pathogenaufnahme und der Regulation der Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Siglec1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6614
GenID	20612
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q62230
Proteingewicht	183kDa
Versand	Eisbeutel