


Sigmar1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99720

Artikelnummer: CM0026405



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches SIGMAR1 (Sigma-1-Rezeptor). Erkennt endogene Spiegel und funktioniert in WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Neurowissenschaften, Zellsignalisierung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIGMAR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10280
GenID	10280
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 114-223 von menschlichem SIGMAR1 (NP_005857.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99720
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel