

## Sirt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ixx6

Artikelnummer: CM0018634



### Einführung

SIRT2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, detektiert humanes, Maus- und Ratten-SIRT2. Ideal für die Untersuchung der SIRT2-Deacetylase-Funktionen im Zellzyklus, in der Transkription, im Stoffwechsel und in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SIRT2 Rabbit pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2                                                                                           |
| Spezies           | Human                                                                                                                |
| Gen-ID (Human)    | 22933                                                                                                                |
| Gen-ID            | 22933                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-350 von humanem SIRT2 entspricht (NP_036369.2) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | Q8IXJ6                                                                                                               |
| Protein-Gewicht   | 43kDa                                                                                                                |
| Versand           | Eistasche                                                                                                            |