


Sirt6 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N6T7

Artikelnummer: CM0028895



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen SIRT6, eine NAD-abhängige Deacylase, die an DNA-Reparatur, Stoffwechsel und Alterung beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit menschlichem und murinem SIRT6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Sir2I6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6
Art	Maus
GenID (Mensch)	51548
GenID (Maus)	50721
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-294 von Maus-SIRT6 entspricht (NP_001156902.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N6T7
Proteingewicht	36 kDa / 39 kDa
Versand	Eisbehälter