

Skap2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075563

Artikelnummer: CM0025774



Einführung

SKAP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt Src-Kinase-assoziiertes Phosphoprotein 2, beteiligt an B-Zell-Adhäsion und Src-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRAP; RA70; SAPS; SCAP2; SKAP55R; SKAP-HOM; SKAP2
Spezies	Human
GeneID (human)	8935
GeneID	8935
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 von humanem SKAP2 (NP_003921.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075563
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel