

Skp1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P63208

Artikelnummer: CM0020992



Einführung

SKP1 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) validiert für WB, ELISA. Erkennt menschliches und murines SKP1, eine Kernkomponente des SCF-Ubiquitin-Ligase-Komplexes (19 kDa). Geeignet für Zellzyklus-, Signaltransduktions- und Proteinabbau-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-163 von menschlichem SKP1 (NP_733779.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P63208
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel