


Slc22A3/Oct3 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - 075751

Artikelnummer: CM0019450



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC22A3/OCT3 (EMT) für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Erforschung des organischen Kationentransports, der Neurotransmission und des Polyamintransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC22A3/OCT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EMT; EMT3; OCT3; SLC22A3/OCT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6581
Gen-ID	6581
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 289-349 von humanem SLC22A3/OCT3 (NP_068812.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O75751
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eistasche