

Slc22A4 Kaninchen-Pab - Q9H015

Artikelnummer: CM0013768

Einführung

Anti-SLC22A4-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanen, Maus- und Ratten-SLC22A4/Ergothionin-Transporter (OCTN1). Ideal für die Erforschung von Transportern und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC22A4-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	OCTN1; DFNB60; SLC22A4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6583
GeneID	6583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 42-141 des humanen SLC22A4 (NP_003050.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H015
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eisbeutel