

Slc25A13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Artikelnummer: CM0025002



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC25A13 (Citrin), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zu mitochondrialen Transportern und Forschung an Lebererkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10165
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem SLC25A13 (NP_001153682.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UJS0
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel