

Slc25A6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12236

Artikelnummer: CM0029074

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC25A6 (ADP/ATP-Translokase 3, ANT3), geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Transports und der Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	293
Gen-ID	293
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem SLC25A6 entspricht (NP_001627.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12236
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche