

Slc7A1-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30825

Artikelnummer: CM0019516

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-SLC7A1-Kaninchenantikörper für WB, IHC-P und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Für Forschungszwecke zur Untersuchung kationischer Aminosäuretransporter.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC7A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L; SLC7A1
Art	Mensch
GeneID	6541
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 530-629 des humanen SLC7A1 (NP_003036.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30825
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Kühlakku