


Slco1B1 Kaninchen Pab - Q9Y6L6

Artikelnummer: CM0024501



Einführung

SLCO1B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Ziel ist der humane organische Anionentransporter SLCO1B1 (OATP-C), der für die hepatische Arzneimittelaufnahme und -clearance entscheidend ist. Ideal für Lebertransporterstudien und Arzneimittelinteraktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLCO1B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	10599
Gen-ID	10599
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 5971-691 von humanem SLCO1B1 (NP_006437.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6L6
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eistasche