


Smac/Diablo Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Artikelnummer: CM0007147



Einführung

Smac/Diablo Kaninchen mAb (Q9NR28) validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt das humane, murine und Ratten Diablo-Protein (27kDa). Ideal für die Apoptose- und IAP-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smac/Diablo Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56616
Gen-ID	56616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 56-239 des humanen Smac/Diablo (NP_063940.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR28
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel