


Smac/Diablo Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Artikelnummer: CM0010538



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Smac/Diablo (SMAC), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smac/Diablo Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56616
Gen-ID	56616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 56-239 des humanen Smac/Diablo (NP_063940.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR28
Proteingewicht	27kDa/21kDa/22kDa
Versand	Eisbeutel