


Smad2 Kaninchen-Pab - Q15796

Artikelnummer: CM0017119



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper spezifisch für humanes Smad2, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Validiert für die Forschung in TGF-beta-Signalwegen und Studien zu kolorektalem Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smad2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4087
GenID	4087
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 175-270 von humanem Smad2 (NP_005892.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15796
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel