


Smad5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q99717

Artikelnummer: CM0003703



Einführung

Smad5 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IP, ELISA. Erkennt menschliches und murines Smad5. Smad5 ist ein Transkriptionsvermittler im BMP-Signalweg, der für die embryonale Entwicklung und Zelldifferenzierung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smad5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Spezies	Mensch
GenID	4090
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Smad5 (Q99717) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99717
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel